

Super Glidex® Glidemiddel

- by Unipak

Super Glidex® er en højeffektiv silikone emulsion, der anvendes som glidemiddel ved montage af plastmufførør.

Super Glidex er snehvid med citrus duft og har en behagelig cremet konsistens. Neutral pH-værdi (ca. 7). Findes også i specialversion med frysepunkt < -30°C.

Super Glidex®

Super Glidex sikrer let og problemfri sammenføjning af mufførør. Super Glidex har selv i vådt/fugtigt miljø en god vedhæftnings evne. Indholdet af silikone bevirker, at rørdelene selv efter længere tid let kan demonteres, tillige med at det beskytter gummipakningen mod at udtørre/mørne. Super Glidex kan anvendes til ca. -10°C, men fås også i en specialversion som kan anvendes ned til -30°C.



BRUGSANVISNING:

Rørdelene rengøres for sand, jord og anden snavs. Mufførørets spidsende påføres et jævnt lag Super Glidex, hvorefter rørene let samles. Afhængig af valgt emballageform påføres Super Glidex med pensel (fra bøtte) eller direkte på emnet fra tuben.

Følg i øvrigt rørfabrikantens montagevejledning.

RENGØRING:

Spild på tøj: Fjernes let ved alm. maskinvask.

Ved hudkontakt: Vask med vand og sæbe.

Ved øjenkontakt: Skyl straks med vand.

BEMÆRK! For at undgå faldulykker afrenses gulve omhyggeligt for evt. spild.

Emballage	Karton	Vare-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
50 g tube	(24 stk./krt.)	2100005	061716000	3115116	9507843	2241403
250 g flaske	(12 stk./krt.)	2100025	061716001	3115115	9507858	2241405
175 g svampetube	(12 stk./krt.)	2180020	061734120	3136139	9507814	2241406
400 g flaske	(12 stk./krt.)	2100040	061716002	3115121	9507871	2241408
400 g flaske -30°C	(12 stk./krt.)	2100041	061723004	3115125	9507874	2241418
750 g flaske	(12 stk./krt.)	2100075	061716007	3115122	9507869	2241411
750 g flaske -30°C	(12 stk./krt.)	2100751	061721008	3115126	9507875	2241421
1 kg bæger	(6 stk./krt.)	2100100	061716008	3115123	9507872	2241412
1 kg bæger -30°C	(6 stk./krt.)	2100101	061721010	3115127	9507876	2241422
2,5 kg spand	(1 stk./krt.)	2100250	061716025	3115120	9507859	2241413
5 kg spand	(1 stk./krt.)	2100500	061730105	3115139	9507867	2241404
GDS-sæt 50 g tube	(48 stk./krt.)	2180005	61716250	3115117	9507896	2241423
50 g silikonepasta i tube med påføringssvamp	(24stk./æske)	2000005	061722001	3115109	9507842	2241402
200 g silikonepasta i tube med påføringssvamp	(12stk./æske)	2000020	061722020	3136138	9507815	2241407

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel.

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.